

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR Y DE TRANSPORTE EN ALUMINIO

Silla de ruedas estándar en aluminio con reposapiés, apoyabrazos y asas de empuje abatibles que, al plegarla, disminuyen el espacio ocupado, facilitando el transporte de la misma. Cuenta con frenos de cuidador que permite su uso como silla de transporte. Ideal para adultos mayores que pueden hacer autopropulsión de la silla y a la vez pueden requerir del cuidado de un tercero que los transporten.



KBE-9630L



Altura total	89 cm
Ancho total	59 cm
Largo total	96 cm
Altura del espaldar	39.5 cm
Ancho del asiento	46.5 cm
Altura del asiento al piso	47.5 cm
Tamaño de la rueda trasera	22" (incluyendo la coraza)
Tamaño del aro de propulsión	17.5"
Peso máximo del usuario	100 kg
Material	Aluminio con asas de empuje en acero
Material de la tapicería	Nylon
Peso neto	9,8 kg