

## SILLA PARA DUCHA CON BRAZOS KONFORT PLUS

Fabricada en polietileno de alta densidad con estructura en aluminio, esta silla para la ducha proporciona seguridad al usuario gracias a sus tapones que se adhieren a la superficie del baño, y sus apoyabrazos removibles.

 Independencia con el uso de la ducha	 Alternativa segura, de fácil uso e higiene
 Tapones antideslizantes	 Polietileno de alta densidad antideslizante
 Capacidad de peso hasta 130 Kg	 Resistente a la humedad, la corrosión y el desgaste
 Apoyabrazos removibles	 Respaldo graduable en profundidad
 Graduación en altura por medio del pin	 <b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b>



KP1-3520L

SKU	H02HG03121
Dimensiones caja master	41 cm x 66 cm x 44 cm
Cantidad por caja master	4 unidades
Peso neto caja master	12,8 kg
Peso bruto caja master	13,8 kg
Peso del producto	3,2 kg
Estructura	Aluminio desarmable mediante pines y tornillos
Calibre del tubo	1,13 mm
Material del respaldo	Polietileno de alta densidad
Partes del asiento	Respaldo, asiento, 2 tubos soporte del asiento (Con patas, 5 tornillos y tapones), 2 tubos soporte espalda, 4 tornillos para el espalda y 5 arandelas, 2 brazos.
Altura total	Mín: 70 cm - Máx: 83,5 cm
Ancho total	51 cm
Largo total	50 cm
Altura del asiento al piso	Mín: 41 cm - Máx: 54 cm
Ancho del asiento	40 cm
Profundidad del asiento	Mín: 38 cm - Máx: 42 cm
Capacidad de peso	130 kg
Altura del apoyabrazos	14,5 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2018DM-0018624

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
Santander, Colombia