

CÓMODO SANITARIO PLEGABLE CON RUEDAS ALUMINIO ANODIZADO

Fabricado en aluminio ligero con acabado anodizado natural, este cómodo sanitario cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.

 Independencia con el uso del sanitario	 Ruedas con freno en la parte trasera
 Incluye recipiente y tapa	 Estructura plegable
 Altura ajustable en 2 posiciones	 Resistente a la humedad la corrosión y el desgaste
 Capacidad de peso hasta 100 Kg	 Respaldo en Nylon



KB225CR-AD

EAN 13	7708566880038
Dimensiones caja master	53 cm x 19 cm x 77 cm
Cantidad por caja master	1 Unidad
Peso neto caja master	5,1 kg
Estructura	Aluminio pintado
Tipo de apoyo	Ruedas macizas de 4"
Material del respaldo	Nylon
Partes del cómodo	Asiento, respaldo, balde, estructura principal
Altura total	Mín. 93 cm - máx. 95,5 cm
Ancho total	53 cm
Largo total	55 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 48,5 cm - máx. 51 cm
Tamaño del asiento	43 cm x 43 cm
Altura respaldo-asiento	39 cm
Capacidad de peso	100 kg
Altura del apoyabrazos	24 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2018DM-0018624

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia