

LATIDOS

Monitor de presión arterial con altavoz



GMD-BPM-30F

Monitor de presión arterial de brazo de doble usuario y capacidad de almacenamiento de hasta 120 resultados para cada uno. Cuenta con altavoz, pantalla retro iluminada con cuatro colores para indicación de la presión arterial de acuerdo a estándares de la OMS, indicación de movimiento en el brazo e indicación de latidos irregulares. Ideal para seguimiento de la presión arterial en casa.



EAN-13	7707633903410
Unidades de caja master	24
Pantalla tamaño (mm)	53x42,5
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de medición	Descendente
Altavoz	Si
Alimentación batería	4X AAA (no incluidas)
Alimentación eléctrica	5 Vdc
Cable alimentación usb	si (tipo c)
Marrana	No
Adaptador AC-DC	No
Usuarios	2
Memorias	120
Pantalla retro iluminadas	Si (4 colores)
Alto (mm)	59
Ancho (mm)	100
Largo (mm)	100
Peso neto g (sin baterías)	200
Brazalete tamaño (cm)	22-42
Ciclos de uso del monitor	10000
Ciclos de uso del brazalete	10000
Ciclo de uso de baterías (alcalinas)	Aprox. 300
Estuche	Si
Bolsa de transporte	No
Detección de arritmias	Si
Detección de movimiento	Si
Indicación OMS	Si
Bluetooth	No
Exactitud presión estática	± 3 mmHg o $\pm 2\%$ (la que sea mayor)
Repetitividad presión dinámica	<3mmHg
Exactitud frecuencia de pulso (bpm)	$\pm 5\%$
Rango de medición presión sistólica (mmHg)	57-255
Rango de medición presión diastólica (mmHg)	25-195
Rango de medición frecuencia de pulso (bpm)	40-199
Temperatura de almacenamiento (°c)	-20 - 55
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 93

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia