

Caminador Rollator 4 Ruedas, Canastilla y Calapiés



Reg. Sanitario: 2014DM-0011414

Ref. FT 410

Descripción

Caminador rollator rojo, estructura en aluminio, 4 ruedas de 6", altura graduable en manubrios, frenos de mano, **asiento rígido acolchado (45 cm de ancho)**, canastilla, calapiés, plegable.

Usos y Beneficios

Al sentarse permite que la persona tome periodos de descanso, personas con inestabilidad en posición bípeda. Facilita la marcha y reeducación de la misma.


Manual de Usuario

Si incluye. Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura, no cubre rodamiento, tapicería y mal uso del dispositivo médico.

Características



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia