

## CAMINADOR CON RUEDAS Y ASIENTO AJUSTABLE KA-CON ASIENTO

Caminador con ruedas y asiento ajustable Konfort Plus KP271-AL-2 fabricado en aluminio, es ideal para usuarios que requieren asistencia al caminar o padecen de problemas de equilibrio.

KP271-AL-2



Independencia  
y seguridad



Fácil de transportar  
y almacenar



Freno de mano para  
mayor seguridad



Asiento acolchado  
en espuma



Respaldo en U con pin  
de seguridad metálico



Ajuste en altura con  
tornillo mariposas



Servicio al  
cliente



**2 AÑOS**  
DE GARANTÍA

SKU	H01MA01453
Dimensiones Caja	62,5 cm X 18,5 cm X 79,5 cm
Cantidad por Caja	Unidad
Peso Neto	6 kg
Peso Bruto	7 kg
Altura de la empuñadura	Mín 80 cm - máx 95 cm
Ancho del producto	43,18 cm
Ruedas delanteras	6" Macizas rin estrella
Estructura	Aluminio, con alma de hierro y plegable
Calibre del tubo	2 mm
Altura del caminador	mín. 47 cm - máx. 51 cm (del piso al asiento)
Material de la empuñadura	PU
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	111 kg
Registro Sanitario	2017DM-0017016

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia