

PAQUETE GENERAL N°9 - ESTÉRIL



CARACTERÍSTICAS:

Producto fabricado bajo estándares de calidad muy altos, validados por la norma ISO 13485:2016. Elaborado en tela SMS 35 grs.

CONTENIDO	CANTIDAD	TALLA / MEDIDAS
1. Cubierta de mesa laminada	1	Tela Laminada 2m * 1,2m
2. Campo general laminado	1	Tela Laminada 2,5m * 1,4
3. Sábana auxiliar	1	Tela SMS 30grs 2m * 1,45m
4. Campos de piel	5	Tela SMS 30grs 0,72m * 0,54m
5. Bata manga clásica, puño americano	3	Tela SMS 35 Grs
6. Toallas de manos	3	24,5cm * 43,5cm
7. Funda de mayo	1	Tela Laminada 1,25m * 0,6m

USOS: Cirugías plásticas, apendicentomía, herniorrafia, laparotomía, ginecología con abordaje abdominal (Histerectomía, miomectomía) cirugía oncológica con abordaje abdominal, cirugía de mano y pie, ortopedia general, cirugía de otorrinolaringología, laparoscopias.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855


e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

CONCEPTO TÉCNICO	
COMPOSICIÓN	Tela SMS
MARCA	QualityMedical
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
USO	Un solo uso
MEDIDAS DE EMBALAJE	38cm * 52cm
PRECAUCIONES	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
VIDA ÚTIL	3 años
REGISTRO INVIMA	2013DM 0009991
ESTERILIZACIÓN	Estéril




CUBIERTA DE MESA LAMINADA



FUNDA DE MAYO




CAMPO GENERAL LAMINADO



BATA



SÁBANA AUXILIAR



CAMPO DE PIEL CON CINTAS ADHESIVAS

NOTA IMPORTANTE: Productos no reutilizables. Después de su uso deben desecharse en el recipiente para desechos sólidos.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia