

PAQUETE GENERAL N° 7



CARACTERÍSTICAS:

Producto fabricado bajo estándares de calidad muy altos, validados por la norma ISO 13485:2016.

CONTENIDO	CANT	MATERIAL	DIMENSIONES
1.Cubierta de Mesa	1	Tela Laminada de 45gr	(2* 1.20)m
2.Campo General con Fenestra	1	Tela Laminada de 45 gr	(2*2.5)m ; Fenestra (0.25*0.35)m
3.Sábana Auxiliar	1	Tela SMS 30 gr	(2*1.45)m
4.Campos de Piel con Cintas Adhesivas.	5	Tela SMS 30 gr	(0,72*0,80)m
5. Bata Qx	3	Tela SMS 35 gr	Talla L (1.20*0.72)m
6.Toallas de Manos	3	---	(24,5*43,5)cm
7.Funda de Mayo	1	Tela Laminada de 45 gr	(1.4*0.6)m

USOS: Cirugías plásticas, apendicetomía, herniorrafia, laparotomía, ginecología con abordaje abdominal (Histerectomía, miomectomía) cirugía oncológica con abordaje abdominal, cirugía de mano y pie, ortopedia general, cirugía de otorrinolaringología, laparoscopias.

CONCEPTO TÉCNICO	
COMPOSICIÓN	Tela SMS 35 grs; Tela SMS 30gr; Tela Laminada 45gr.
MARCA	Quality Medical
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
USO Y PRECAUCIONES	Un solo uso. No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
MEDIDAS DE EMBALAJE	38cm * 53cm
VIDA ÚTIL	3 años
REGISTRO INVIMA	2013DM 0009991
ESTERILIZACIÓN	Estéril

NOTA IMPORTANTE: Productos no reutilizables. Después de su uso deben desecharse en el recipiente para desechos sólidos.