



FICHA TÉCNICA

TENSIOMETRO AUTOMÁTICO DE BRAZO

PLUS 1305

› Marca: HomeLife

MONITOR AUTOMÁTICO DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO BRAZO

Es un instrumento médico que realiza la medición de la presión arterial, se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos con alteraciones cardíacas.



Especificaciones técnicas:

USO	Adulto
MEDICION	Sistólica, Diastólica y frecuencia cardiaca
MONITOR	LCD pantalla digital 84.1mm x 55.1mm
INDICADOR	Indicador de arritmias cardiacas
MEMORIAS	120 memorias divididas en dos grupos
METODO DE MEDIDA	Oscilometrico
RANGO DE PRECISION	0mmHg-300mmHg / 30 a 180 latidos/min
PRECISION	+/- 3mm
PRESURIZACION	Automática
FUNCION	Detección de baja batería, apagado automático
FUENTE DE PODER	4 baterías AA ó adaptador a corriente CA
VIDA BATERIAS	2 meses con 3 pruebas diarias
PESO UNIDAD	360g aprox
DIMENSIONES	134x99x66mm aprox
GARANTIA	2 años
REGISTRO INVIMA	Vigente