



### FICHA TÉCNICA

### TENSIOMETRO AUTOMÁTICO

**EASY**

#### MONITOR AUTOMÁTICO DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO MUÑECA

Es un instrumento médico que realiza la medición de la presión arterial, se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos con alteraciones cardiacas.



#### Especificaciones técnicas:

USO	Adulto
MEDICION	Sistólica, Diastólica y frecuencia cardiaca
MONITOR	LCD pantalla digital
INDICADOR	Indicador de arritmias cardiacas
MEMORIAS	120 memorias divididas en dos grupos
METODO DE MEDIDA	Oscilometrico
RANGO DE PRECISION	0mmHg-300mmHg / 30 a 180 latidos/min
PRECISION	+/- 3mm
PRESURIZACION	Automática
FUNCION	Detección de baja batería, apagado automático
FUENTE DE PODER	2 baterías AAA
VIDA BATERIAS	2 meses con 3 pruebas diarias
PESO UNIDAD	115g aprox
DIMENSIONES	77X64X32mm
GARANTIA	2 años
REGISTRO INVIMA	Vigente