

COMPRESOR NEBULIZADOR NUBE 1000 - PEZ PAYASO

Con un llamativo diseño en forma de pez payaso, el compresor nebulizador Nube 1000, está orientado para el uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, en las que sea indispensable una medicación durante la terapia. Cuenta con vida útil extendida, para uso pediátrico.



GMRN457-183

| | |
|---|---|
|  Diseño simple, compacto y portable |  Uso doméstico |
|  Carcasa fácil de limpiar y sanitizar |  Nebulización de minutos ininterrumpidos |
|  Administración eficaz del medicamento |  Para adultos y niños |
|  Fácil de transportar y almacenar |  Hasta 3 años de garantía |

| | |
|--|--|
| EAN-13 | 7709540607900 |
| Dimensiones caja master | 59 cm x 43,5 cm x 39,6 cm |
| Cantidad por caja master | 8 unidades |
| Peso neto caja máster | 16,5 kg |
| Peso bruto caja máster | 17 kg |
| Dimensiones caja primaria | 28,5 cm x 18,8 cm x 21 cm |
| Peso del producto | 1,4 kg |
| Temperatura almacenamiento/transporte (°C) | Desde -25° C hasta 70° C |
| Humedad relativa (%) | De 15% a 93% |
| Voltaje (V) | 110-120 V |
| Corriente (A) | 1.5 A |
| Potencia (W) | < 65W |
| Presión del compresor (PSI) | 35 PSI - 50 PSI |
| Flujo (l/min) | De 5 a 8 l/min |
| Tamaño de partícula (micrones) | 3 micrones |
| Tasa de nebulización (ml/min) | ≥ 0,33 ml/min |
| Ciclo de operación | Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado |
| Accesorios | Tubo de aire, micronebulizador, mascarar (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento. |
| Clasificación de riesgo | Clase II A (riesgo moderado) |
| Registro sanitario | 2020DM-0021476 |

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia