

## TERMÓMETRO DIGITAL TEMPO II GMD

Este termómetro asegura lecturas de temperaturas rápidas y precisas en un corto tiempo. Su pantalla LCD y su estructura rígida lo convierten en un instrumento ideal para uso clínico u hospitalario. Fácil de usar y lavar o desinfectar. Su uso es bucal o axilar.

 Ideal para bebés, niños, adultos e incluso mascotas	 Punta rígida adaptable a puntos bucal y axilar
 Resistente al agua	 Memoria de la última lectura
 Libre de látex	 Se puede esterilizar con alcohol después del uso
 Señal de alarma de temperatura alta	 Apagado automático
 Servicio al cliente	 <b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>

GMD-RD-32



EAN13	7709343431450
Dimensiones caja master	53,5 cm x 38,5 cm x 38 cm
Cantidad por caja master	300 unidades
Peso neto caja master	11,2 kg
Peso bruto caja master	13,9 kg
Dimensión caja primaria	14,7 cm x 5,4 cm x 1,9 cm
Peso neto unidad	0,373 kg
Dimensiones del producto	13,1 cm x 1,9 cm x 1 cm
Tamaño del LCD	21,6 mm x 7,9 mm
Baterías	(LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
Exactitud	"± 0,1 °C en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ± 0,2 °C"
Rango	[32,0 - 42,9] °C
Registro Sanitario	2021DM-0024708

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: insumeds@hotmail.com  
Santander, Colombia