

## ARTERY 300

TENSIÓMETRO ANEROIDE

Tensiómetro aneroide de alta calidad con práctico estuche para fácil transporte y almacenamiento, su manómetro de alta precisión y brazalete universal libre de látex permiten una medición confiable.



Brazalete libre de látex



Manómetro de alta precisión



22-42 cm  
Brazalete Universal



Práctico estuche



Hasta 5 años de garantía\*



Ref GMD200-ST20

Rango de indicación de presión	0 ~ 300 mmHg
Precisión de la visualización	± 3 mmHg
Circunferencia del brazalete	22 cm a 42 cm
Brazalete	NYLON
Pera	En látex con Válvula de liberación de aire estándar con filtro
Vejiga	PVC
Conector de aire	PVC
Estuche Negro	Tamaño 227 x 127
Entorno operativo	+10 °C a +40 °C, 15% a 85% de humedad relativa
Entorno de almacenamiento	-20 °C a + 70 °C, 85% de humedad relativa o menos
Tamaño	88 x 53 x 38 mm
Peso	335 g
Dimensiones caja master	45,7 cm x 40,9 cm x 37cm
Cantidad por caja master	30
Peso neto caja master	10 kg
Peso bruto caja master	14,5 kg
KV	27
REGISTRO SANITARIO INVIMA	2020DM-0022524
EAN	7 709611 839261

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
 e-mail: insumeds@hotmail.com  
 Santander, Colombia