

CÓMODO SANITARIO PLEGABLE CON RUEDAS ACERO PINTADO

Fabricado en acero, esta silla de ruedas con cómodo sanitario cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.

	
Independencia con el uso del sanitario	Ruedas con freno en la parte trasera
	
Incluye recipiente y tapa	Estructura plegable
	
Altura ajustable en 5 posiciones	Resistente a la humedad la corrosión y el desgaste
	
Servicio al cliente	1 AÑO DE GARANTÍA



KB225CR-AP1.

EAN-13	7709503826393
Dimensiones caja master	52 cm x 31 cm x 78 cm
Cantidad por caja master	2 Unidades
Peso neto caja master	14,6 kg
Peso bruto caja master	15,6 kg
Estructura	Acero pintado
Calibre del tubo	1 mm
Tipo de apoyo	Ruedas macizas de 3"
Material del respaldo	Acero pintado
Partes del cómodo	Tapa y asiento sanitario, recipiente con tapa
Altura total	Mín. 73 cm - máx. 83 cm
Ancho total	55 cm
Largo total	51 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 45 cm - máx. 55 cm
Dimensiones del asiento	43 cm ancho x 40 cm profundo
Capacidad de peso	90 kg
Altura del apoyabrazos	20 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2017DM-0017305 - 2019DM-0020532 - 2018DM-0018624

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia