

MULETA CANADIENSE DOBLE REGULACIÓN KONFORT PLUS

Gracias a su doble regulación, su altura se puede ajustar en la parte inferior y superior. Está fabricada en aluminio anodizado lo que la hace resistente y ligera. Su diseño cuenta con todos los requisitos de funcionalidad y calidad.



Independencia
y seguridad



Distribución del peso
para mejor soporte



Graduación en altura
por medio del pin



Extensión telescópica



Tapones antideslizantes
para mayor tracción



No requiere
ensamble



Servicio al
cliente



1 AÑO
DE GARANTÍA

KP3-856L-19

TALLA L

KP3-856M-19

TALLA M

SKU (Talla L - Talla M)	H01MA02083 - H01MA02120
Dimensiones Caja (L - M)	106 cm x 37 cm x 31 cm y 96 cm x 37 cm x 31 cm
Cantidad por Caja	10 unidades
Peso Neto (Talla L - Talla M)	13,7 kg - 13,5 Kg
Peso Bruto (Talla L - Talla M)	14,7 kg - 14,5 Kg
Altura del producto	Mín. 71 cm - máx. 94 cm
Peso del producto	1 kg (par)
Estructura	Aluminio anodizado
Calibre del tubo	1,56 mm
Altura de la muleta (L - M)	min. 103 cm max. 126 cm - min. 90 cm max. 114 cm
Altura de la empuñadura (L - M)	min. 77 cm max. 100 cm - min. 65 cm max. 88 cm
Material de la empuñadura	PVC
Altura de la Abrazadera	mín. 27 cm - máx. 34,5 cm
Material del apoyo axilar	N.A.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	113 kg
Registro Sanitario	2015DM-0014146

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia