

## CÓMODO SANITARIO PLEGABLE CON RUEDAS ALUMINIO PINTADO Y RESPALDO EN TELA

Fabricado en aluminio, esta silla de ruedas con cómodo sanitario y respaldo en tela, cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario y facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.



KP2-6543CR-AL19

SKU	H02HG02128
Dimensiones caja master	55 cm x 73 cm x 15,8 cm
Cantidad por caja master	1 unidades
Peso neto caja master	6,8 kg
Peso bruto caja master	8,2 kg
Estructura	Aluminio pintado
Calibre del tubo	1,86 mm
Tipo de apoyo	Ruedas de 3,8", de plástico.
Material del respaldo	Tela lavable
Partes del cómodo	Aro plástico, respaldo en tela, balde con tapa, extensión con rueda y freno.
Altura total	Mín. 97 cm - máx. 102 cm
Ancho total	57 cm
Largo total	59 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 53 cm - máx. 58 cm
Dimensiones del asiento	43 cm ancho x 43 cm profundo
Capacidad de peso	120 kg
Altura del apoyabrazos	23 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2018DM-0018624