

## SILLA PARA DUCHA CON PINES KONFORT BASIC

Fabricada en polietileno de alta densidad con estructura en aluminio, esta silla para la ducha proporciona seguridad al usuario gracias a sus tapones que se adhieren a la superficie del baño. Su sistema de pines es fácil de armar y transportar.

	
Independencia con el uso de la ducha	Alternativa segura, de fácil uso e higiene
	
Ventosas para una mayor estabilidad	Polietileno de alta densidad antideslizante
	
Marco desarmable mediante pines	Resistente a la humedad, la corrosión y el desgaste
	
Servicio al cliente	<b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>



KB1-798L

SKU	H02HG03111
Dimensiones caja master	69 cm x 20 cm x 40 cm
Cantidad por caja master	2 unidades
Peso neto caja master	5,9 kg
Peso bruto caja master	7,1 kg
Peso del producto	2,6 kg
Estructura	Aluminio, desarmable mediante pines
Calibre del tubo	1,5 mm
Material del respaldo	Polietileno de alta densidad
Partes de la silla	Respaldo con soporte, asiento con soporte, 4 patas con tapones
Altura total	Mín. 76 cm - máx. 86 cm
Ancho total	49 cm
Largo total	48 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 43 cm - máx. 52 cm
Dimensiones del asiento	49 cm ancho x 37 cm profundo
Capacidad de peso	90 kg
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2015DM-0014137

**Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100**  
**Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383**  
**Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855**  
**e-mail: insumeds@hotmail.com**  
**Santander, Colombia**

