

SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE T50

Con estructura liviana, plegable y fácil de maniobrar, la silla de ruedas de transporte está fabricada en acero pintado que proporciona estabilidad al usuario. Su respaldo abatible y reposapiés desarmable ayudan al cuidador en las transiciones y el transporte. Sus frenos para cuidador proporcionan total dependencia al paciente.

KBO1432RF-MP23



| | |
|--|--|
|  Silla ligera de características superiores |  Sistema de freno accionado por cuidador |
|  Estructura en acero |  Estructura plegable para fácil transporte |
|  Tapicería en Nailon con colores Gris y Negro |  Capacidad de peso hasta 90 Kg |
|  Servicio al cliente |  1 AÑO DE GARANTÍA |

| | |
|----------------------------|---|
| SKU | H01SP06953 |
| Dimensiones caja master | 72 cm x 23 cm x 67,5 cm |
| Cantidad por caja master | Unidad |
| Dimensión de la caja | 72 cm x 23 cm x 67,5 cm |
| Peso neto caja master | 13 kg |
| Peso bruto caja master | 15 kg |
| Ruedas delanteras | 7,10 x 1" Rin estrella maciza. |
| Llantas traseras | 16 x 1,43" Rin en Poliuretano (PU) grabado color negro. |
| Reposapiés | Fijos (desarmables para el transporte mediante pin). |
| Profundidad del asiento | 42,5 cm. |
| Estructura | Acero pintado, color gris. |
| Estilo del respaldo | Abatible. |
| Clasificación de riesgo | Clase I (riesgo bajo) |
| Capacidad de peso | 90 kg |
| Reposabrazos | Fijo. |
| Ancho total de la silla | 62 cm |
| Ancho del asiento | 44,5 cm |
| Altura del respaldo | 43,5 cm |
| Altura del asiento al piso | 45 cm |
| Registro Sanitario | 2017DM-0017305 |

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
 Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
 Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
 e-mail: insumeds@hotmail.com
 Santander, Colombia

